



Lavado especial 1 Optilite®

Sólo para uso diagnóstico *in vitro*

Código de producto: IK707

Producto fabricado por:
The Binding Site Group Ltd., 8 Calthorpe Road, Edgbaston, Birmingham, B15 1QT, Reino Unido
www.bindingsite.co.uk

The Binding Site Group Limited Sucursal en España
Bruc 72 2ª planta, 08009 Barcelona, España
Teléfono 902027750
Fax: 902027752
e-mail: info@bindingsite.es
web: www.bindingsite.es

Optilite es una marca registrada de The Binding Site Group Limited (Birmingham, Reino Unido) en ciertos países.



1 APLICACIÓN

El lavado especial 1 Optilite es un kit accesorio que se utiliza con los reactivos Optilite.

2 CONTENIDO

Lavado especial 1 Optilite, 6 x 5,0mL

3 PRECAUCIONES

Este producto debe ser utilizado por personal especializado para los fines indicados en el apartado Aplicación. Se recomienda observar estrictamente el procedimiento indicado.

4 ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

El kit no abierto debe conservarse a 2-8°C y se puede usar hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. NO CONGELAR. Una vez abierto, puede utilizarse el vial hasta un máximo de 15 días, siempre que se almacene con el tapón puesto (para evitar su evaporación) y a 2- 8 °C en un frigorífico.

5 METODOLOGÍA

Consultar el Manual de funcionamiento de Optilite (código INS700.OPT) y la hoja de instrucciones del kit del reactivo correspondiente antes del uso.